


Anti-Gst3/Gstp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09211

Artikelnummer: CM0024856



Einführung

Kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes GST3/GSTP1 gerichtet ist, ein Schlüsselenzym in der Glutathion-Konjugation und Regulation der Ferroptose. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für Studien zu oxidativem Stress und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GST3/GSTP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	2950
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-210 von humanem GST3/GST3/GSTP1 (NP_000843.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09211
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel