

Anti-Gsta1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08263

Artikelnummer: CM0018868



Einführung

Hochaffiner polyklonaler Antikörper gegen humanes GSTA1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Entgiftung und oxidativer Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GST2, GTH1, GSTA1-1, GST-epsilon, GSTA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2938
Gen-ID	2938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-222 des humanen GSTA1 (NP_665683.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08263
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel