

Anti-Gsta1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08263

Artikelnummer: CM0019564



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GSTA1 (Glutathion-S-Transferase A1). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität bei Ratten. Ideal für die Erforschung von Entgiftung und Hormonsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTA1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	GST2; GTH1; GSTA1-1; GST-epsilon; GSTA1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2938
GeneID	2938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-222 des humanen GSTA1 (NP_665683.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P08263
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel