


Anti-Gsta3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - Q16772

Artikelnummer: CM0020456



Einführung

Hochwertiger Anti-GSTA3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes GSTA3 (25 kDa). Beteiligt an der Glutathion-Konjugation und Steroidhormon-Biosynthese. Ideal für IVD und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GTA3, GSTA3-3, GSTA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2940
GenID	2940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-222 von humanem GSTA3 (NP_000838.3) homologiert
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16772
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel