

Anti-Gstk1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Artikelnummer: CM0004419



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Glutathion S-Transferase Kappa 1 (GSTK1). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mäusen. Geeignet für die Forschung zur peroxisomalen Transferasefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	373156
GeneID	373156
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von menschlichem GSTK1 (Q9Y2Q3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y2Q3
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel