

Anti-Gstk1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Artikelnummer: CM0021250



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes GSTK1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Glutathion-Stoffwechsels und peroxisomaler Entgiftungswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] GSTK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; K1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	373156
Gen-ID	373156
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-226 von humanem GSTK1 (NP_057001.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2Q3
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel