

## Anti-Gstk1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Artikelnummer: CM0020974



### Einführung

CamelBio bietet GSTK1 Kaninchen-Polyklonalen Antikörper, validiert durch Knockout, für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes GSTK1, eine peroxisomale Glutathion S-Transferase mit einem Molekulargewicht von ~25 kDa. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress und Entgiftung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO Validiert] GSTK1 Kaninchen pAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 373156                                                                                                                       |
| GenID             | 373156                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-226 von humanem GSTK1 (NP_057001.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                       |
| SWISS             | Q9Y2Q3                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 25kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |