

Anti-Gstk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Artikelnummer: CM0026918



Einführung

Anti-GSTK1 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Erkennt das 25 kDa peroxisomale Glutathion-S-Transferase Kappa 1, ideal für Studien zur Entgiftung und subzellulären Lokalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	373156
GenID	373156
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-226 von menschlichem GSTK1 (NP_057001.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2Q3
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel