

Anti-Gstm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09488

Artikelnummer: CM0024190



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-GSTM1-Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt GSTM1 aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Glutathionstoffwechsel und Entgiftungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MU; H-B; GST1; GTH4; GTM1; MU-1; GSTM1-1; GSTM1a-1a; GSTM1b-1b; GSTM1
Spezies	Mensch
Gen-ID	2944
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-181 von humanem GSTM1 (NP_666533.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09488
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel