

Anti-Gstm2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28161

Artikelnummer: CM0013985



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches GSTM2 gerichtet ist, eine an Detoxifikation und Lipidstoffwechsel beteiligte Glutathion-S-Transferase. Validiert in WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für Stoffwechsel- und Toxikologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GST4; GSTM; GTHMUS; GSTM2-2; GSTM2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2946
Gen-ID	2946
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-218 von menschlichem GSTM2 (NP_000839.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P28161
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel