

Anti-Gstm3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21266

Artikelnummer: CM0027286



Einführung

Kaninchen-polykloaler Antikörper gegen humanes GSTM3 für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und murinem GSTM3; geeignet für Studien zu Entgiftung und Barrieren in Hoden und Gehirn.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTM3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2947
GenID	2947
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 101-225 von humanem GSTM3 (NP_000840.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P21266
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel