

Anti-Gstm3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21266

Artikelnummer: CM0028108



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GSTM3 (GST Klasse-Mu 3). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Entgiftungs- und Fremdstoffmetabolismus-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
Spezies	Human
Gen-ID	2947
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 101-225 von humanem GSTM3 (NP_000840.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21266
Protein-Gewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel