

Anti-Gstm4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03013

Artikelnummer: CM0026364



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GSTM4 (Glutathion-S-Transferase Mu 4) gerichtet ist, für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zu Entgiftung, Leukotrien-Biosynthese und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTM4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GTM4; GSTM4-4; GSTM4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2948
Gen-ID	2948
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-218 von humanem GSTM4 (NP_000841.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q03013
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel