

Anti-Gstm5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46439

Artikelnummer: CM0013152

Einführung

Anti-GSTM5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Zielt auf Glutathion S-Transferase Mu 5, ein zytosolisches Enzym, das an der Entgiftung von Elektrophilen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTM5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GTM5; GSTM5-5; GSTM5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2949
GenID	2949
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P46439
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel