

Anti-Gsto1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78417

Artikelnummer: CM0004579



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes GSTO1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Ratte. Glutathion-S-Transferase beteiligt an Entgiftung und Arsenstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
Spezies	Human
GeneID (human)	9446
GeneID	9446
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GSTO1 (NP_004823.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P78417
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel