

Anti-Gsto2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H4Y5

Artikelnummer: CM0029525



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GSTO2 (Glutathion-S-Transferase Omega-2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zu oxidativem Stress und Arsenstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
Spezies	Human
GeneID (Human)	119391
GeneID	119391
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H4Y5
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eistasche