


Anti-Gstt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30711

Artikelnummer: CM0018586



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches GSTT1 für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt eine Bande von 27 kDa. Ideal für Forschung zu oxidativem Stress und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSTT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von GSTT1 (NP_000844.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30711
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eispackung