


Anti-Gstt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P0CG29

Artikelnummer: CM0014611



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GSTT2 (Glutathion-S-Transferase theta-2) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Entgiftung und Krebsstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSTT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2953
GenID	2953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-244 von humanem GSTT2 (NP_000845.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0CG29
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel