


Polyklonaler Anti-Gstt2B-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P0Cg30

Artikelnummer: CM0016906



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen GSTT2B (GSTT2P). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Glutathion-Konjugations- und Entgiftungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTT2B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GSTT2P; GSTT2B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	653689
Gen-ID	653689
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 115–244 des menschlichen GSTT2B (NP_001074312.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0CG30
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku