

Anti-Gstz1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43708

Artikelnummer: CM0029834



Einführung

GSTZ1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Erkennt Maleylacetoacetat-Isomerase, ein bifunktionelles Enzym im Phenylalanin- und Tyrosin-Katabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTZ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAI, MAAI, MAAID, GSTZ1-1, GSTZ1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2954
Gen-ID	2954
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-216 von humanem GSTZ1 (NP_665877.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O43708
Protein-Gewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel