


Anti-Gtf2A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P52655

Artikelnummer: CM0025831



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GTF2A1 (TFIIA-Untereinheit 1) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Erkennt ein 42 kDa kernständiges Protein, das am Initiationskomplex der RNA-Polymerase-II-Transkription beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF2A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TF2A1; TFIIA; TFIIAL; TFIIA-42; GTF2A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von humanem GTF2A1 (NP_056943.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P52655
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel