


Anti-Gtf2A2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P52657

Artikelnummer: CM0028008



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GTF2A2 (TFIIA-gamma, TFIIA-12, TFIIAS). Bestätigt für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ideal für die RNA-Polymerase-II-Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF2A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TF2A2; TFIIA; T18745; TFIIAS; HsT18745; TFIIA-12; TFIIA-gamma; GTF2A2
Spezies	Human
GeneID (Human)	2958
GeneID	2958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-109 von humanem GTF2A2 (NP_004483.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P52657
Protein-Gewicht	12kDa
Versand	Eistasche