


Anti-Gtf2B-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00403

Artikelnummer: CM0022791



Einführung

Hochwertiger anti-GTF2B-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-GTF2B. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsinitiation und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF2B-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	TF2B; TFIIB; GTF2B
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2959
GeneID	2959
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 40-154 von GTF2B (NP_001505.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00403
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku