


Anti-Gtf2E1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - P29083

Artikelnummer: CM0016649



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GTF2E1, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, ca. 49 kDa. Geeignet für die Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF2E1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	FE; TF2E1; TFIIE-A; GTF2E1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2960
GeneID	2960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 230-439 des humanen GTF2E1 (NP_005504.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29083
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel