


Anti-Gtf2E2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29084

Artikelnummer: CM0027163



Einführung

Dieser Kaninchen-polyklonale Antikörper zielt auf die humane Transkriptionsinitiationsfaktor IIE Untereinheit Beta (GTF2E2) ab. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF2E2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FE; TTD6; TF2E2; TFIIE-B; GTF2E2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2961
Gen-ID	2961
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-291 von humanem GTF2E2 (NP_002086.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29084
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel