


## Anti-Gtf2F2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13984

Artikelnummer: CM0025180



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GTF2F2 (TFIIF-beta), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von allgemeinen Transkriptionsinitiationsfaktor-Komplexen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GTF2F2 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | BTF4, RAP30, TF2F2, TFIIF, GTF2F2                                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| Gen-ID (Human)    | 2963                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 2963                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-249 von humanem GTF2F2 (NP_004119.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                      |
| SWISS             | P13984                                                                                                                     |
| Protein-Gewicht   | 28kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |