


Anti-Gtf2F2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13984

Artikelnummer: CM0002371



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes GTF2F2 (TFIIF-beta, RAP30), validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Erforschung der Transkriptionsinitiation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF2F2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	BTF4; RAP30; TF2F2; TFIIF; GTF2F2
Spezies	Mensch
GeneID (menschlich)	2963
GeneID	2963
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem GTF2F2 (P13984) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13984
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel