


Anti-Gtf2H1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P32780

Artikelnummer: CM0027620



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GTF2H1 (p62, BTF2) für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Validiert in humanen, murinen und rattigen Proben. Geeignet für Transkriptions- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF2H1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P62; BTF2; TFB1; TFIIH; GTF2H1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2965
Gen-ID	2965
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-425 von humanem GTF2H1 (NP_001135779.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32780
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel