


Anti-Gtf2H3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q13889

Artikelnummer: CM0028737



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GTF2H3, die 34kDa-Untereinheit des TFIIH-Kernkomplexes. Validiert für WB, IP und ELISA; reagiert mit Human und Maus. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsinitiations- und Nukleotid austauschreparaturmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	GTF2H3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P34; BTF2; TFB4; TFIIH; GTF2H3
Spezies	Mensch
Gen-ID	2967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-308 von humanem GTF2H3 (NP_001507.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13889
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel