


Anti-Gtf2H4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92759

Artikelnummer: CM0027624



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GTF2H4 (TFIIH p52-Untereinheit), geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagierend mit humanen und murinen Proben. Ein wertvolles Werkzeug für die Transkriptions- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GTF2H4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P52; TFB2; TFIIH; GTF2H4
Spezies	Human
GeneID (Human)	2968
GeneID	2968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 von humanem GTF2H4 (NP_001508.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q92759
Proteingewicht	52kDa
Versand	Kühltasche