

Anti-Gtf2Ird1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhl9

Artikelnummer: CM0021707



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GTF2IRD1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation, Muskeldifferenzierung und des Williams-Beuren-Syndroms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF2IRD1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GTF2IRD1; BEN; CREAM1; GTF3; MUSTRD1; RBAP2; WBS; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2I repeat domain containing 1
Spezies	Mensch
GeneID	9569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 660-890 des humanen GTF2IRD1 (NP_057412.1) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9UHL9
Proteingewicht	104 kDa/106 kDa/107 kDa
Versand	Icepack