

Anti-Gtf3A Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92664

Artikelnummer: CM0028898

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes GTF3A (Transkriptionsfaktor IIIA), validiert für Western Blot und ELISA. Unentbehrlich für Studien zur 5S-rRNA-Gentranskription und Ribosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF3A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	AP2; TFIIIA; GTF3A
Spezies	Mensch
GenID	2971
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GTF3A (NP_002088.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92664
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel