

Anti-Gtf3C3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc - Q9Y5Q9

Artikelnummer: CM0020459



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes GTF3C3 (TFIIIC102, TFIIICγ). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt GTF3C3 aus Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Transkription durch RNA-Polymerase III.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF3C3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TFIIIC102; TFIIICgamma; TFIIIC2-102; GTF3C3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9330
GenID	9330
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-160 von humanem GTF3C3 (NP_036218.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5Q9
Proteinmasse	101 kDa
Versand	Eisbeutel