

Anti-Gtf3C4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukn8

Artikelnummer: CM0025524



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GTF3C4 (TFIIIC90) für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Validiert in Human und Ratte. Wesentlich für die RNA-Polymerase-III-Transkription und Histon-Acetylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GTF3C4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KAT12; TFII90; TFIIIC90; TFIIIC290; TF3C-delta; TFIIICDELTA; GTF3C4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9329
GenID	9329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 583-822 von humanem GTF3C4 (NP_036336.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9UKN8
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel