

Anti-Gtf3C6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q969F1

Artikelnummer: CM0016989



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GTF3C6 (TFIIIC35, 24 kDa) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus. Ein essentielles Werkzeug für die Forschung an der RNA-Polymerase-III-Transkription und dem TFIIIC-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF3C6 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	C6orf51; TFIIIC35; bA397G5.3; GTF3C6
Spezies	Human
GeneID (Human)	112495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-213 des humanen GTF3C6 entspricht (NP_612417.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q969F1
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel