

Anti-Gtpbp10-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - A4D1E9

Artikelnummer: CM0019336



Einführung

GTPBP10-Kaninchen-pAb, validiert für WB und ELISA. Ziel ist humanes GTPBP10 (ObgH2), eine für die Ribosomenreifung essenzielle nukleoläre GTPase. Ideal für Untersuchungen zur nukleolären Architektur und Ribosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTPBP10-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ObgH2, UG0751c10, GTPBP10
Art	Mensch
GeneID	85865
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-387 des humanen GTPBP10 (NP_149098.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	A4D1E9
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku