


Anti-Gtpbp4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bze4

Artikelnummer: CM0008328



Einführung

GTPBP4 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes GTPBP4, eine nucleoläre GTPase, die an der Biogenese der 60S-Ribosomen und der Regulation von TP53 beteiligt ist. Geeignet für Krebs- und Ribosomenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTPBP4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
Spezies	Mensch
GenID	23560
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2-92 von humanem GTPBP4 (Q9BZE4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS-Zugriffsnummer	Q9BZE4
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel