


Anti-Gtpbp4 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bze4

Artikelnummer: CM0027715



Einführung

Affinitätsgereinigter Kaninchen-Polyclonalkörper gegen GTPBP4, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt Studien zur ribosomalen Biogenese und TP53-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTPBP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23560
Gen-ID	23560
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 385-634 des humanen GTPBP4 (NP_036473.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZE4
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eispackung