


Anti-Gtpbp6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43824

Artikelnummer: CM0021857



Einführung

GTPBP6 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA, kreuzreagierend mit Human, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Expression des putativen GTP-bindenden Proteins 6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTPBP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGPL; GTPBP6
Spezies	Human
GeneID (Human)	8225
GeneID	8225
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 140-350 von humanem GTPBP6 (NP_036359.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43824
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel