

Anti-Gtpbp8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3Z3

Artikelnummer: CM0018879

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GTPBP8, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der Funktion von GTP-bindendem Protein 8.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTPBP8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSPC135; GTPBP8
Spezies	Human
GeneID (Human)	29083
GeneID	29083
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-170 von humanem GTPBP8 (NP_054889.2) umfasst
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N3Z3
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche