


Anti-Gtse1 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nyz3

Artikelnummer: CM0017444



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches GTSE1, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Zielt auf einen Zellzyklusregulator ab, der an dem G2/M-Arrest beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTSE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B99; GTSE1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51512
GeneID	51512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-290 von menschlichem GTSE1 (NP_057510.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYZ3
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel