

Anti-Guanin-Deaminase (Gda) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2T3

Artikelnummer: CM0030360



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches GDA (Guanin-Deaminase), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Guanin-Desaminierungswegen in der Purin-Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GDA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GAH; CYPIN; GUANASE; NEDASIN; GDA
Spezies	Mensch
GenID	9615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 165-454 von menschlichem GDA (NP_004284.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2T3
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel