

Anti-Guanylyl-Cyclase Beta 1 (Gucy1B3) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02153

Artikelnummer: CM0006036



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Guanylyl-Cyclase beta 1 (GUCY1B3), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Stickstoffmonoxid-cGMP-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Guanylyl-Cyclase beta 1 (GUCY1B3) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3)
Spezies	Human
GeneID (Human)	2983
GeneID	2983
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02153
Protein-Gewicht	71kDa
Versand	Eistasche