

Anti-Guanylyl-Cyclase Beta 1 (Gucy1B3), Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q02153

Artikelnummer: CM0013653



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die humane Guanylyl-Cyclase beta 1 (GUCY1B3), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt die Untereinheit der cGMP-Synthase, des Stickstoffmonoxid-Rezeptors. Erhältlich bei CamelBio, Ihrem Partner für IVD-Rohstoffe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Guanylyl-Cyclase beta 1 (GUCY1B3), Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl-Cyclase beta 1 (GUCY1B3)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2983
Gen-ID	2983
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-250 der humanen Guanylyl-Cyclase beta 1 (Guanylyl-Cyclase beta 1 (GUCY1B3)) entspricht (NP_000848.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02153
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Kühlpack