


Anti-Guca2B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16661

Artikelnummer: CM0027618



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches GUCA2B (Uroguanylin, GCAP-II). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Untersuchung der intestinalen Guanylatcyclase-Signalgebung und des Flüssigkeits-/Elektrolyttransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GUCA2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UGN; GCAP-II; GUCA2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2981
GenID	2981
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem GUCA2B (NP_009033.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q16661
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel