

Anti-Gucy1A3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q02108

Artikelnummer: CM0014466



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GUCY1A3 gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur löslichen Guanylatzyklase-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GUCY1A3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GUCA3; MYMY6; GC-SA3; GUC1A3; GUCA3; GUCY1A3; GCS-alpha-3; GC-S-alpha-1
Spezies	Mensch
Gen-ID	2982
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von humanem GUCY1A3 (NP_000847.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02108
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel