

Anti-Gucy2D-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q02846

Artikelnummer: CM0028332

Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen retinale Guanylylcyclase 1 (GUCY2D), geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanen, murinen und Rattenproben. Unterstützt Studien zu Sehvorgängen und Phototransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GUCY2D Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LCA; CACD; CG-E; CYGD; LCA1; RCD2; CACD1; CORD5; CORD6; GUC2D; ROSGC; retGC; CSNB1; GUC1A4; RETGC-1; ROS-GC1; GUCY2D
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3000
Gen-ID	3000
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 52-350 des humanen GUCY2D (NP_000171.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02846
Protein-Gewicht	120 kDa
Versand	Eisbeutel