

Anti-Gucy2F Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51841

Artikelnummer: CM0018418

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GUCY2F (Retinale Guanylylzyklase 2), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der cGMP-Synthese in Photorezeptorzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-GUCY2F Kaninchen-Polyklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	CYGF; GC-F; GUC2F; GUC2DL; RETGC-2; ROS-GC2; GUCY2F
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2986
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 250-460 von menschlichem GUCY2F (NP_001513.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P51841
Proteingewicht	125kDa
Versand	Eisbeutel