

Anti-Guk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16774

Artikelnummer: CM0031009



Einführung

Guanylatkinase (GUK1) Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes GUK1; rekombinantes Immunogen. Geeignet für die Untersuchung des Nukleotidstoffwechsels, des cGMP-Recyclings und der Prodrug-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GUK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GMK; GUK1
Spezies	Mensch
GeneID	2987
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-197 des humanen GUK1 (NP_000849.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16774
Protein-Gewicht	22kDa
Versand	Eistasche