

Anti-Gulp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubp9

Artikelnummer: CM0029370



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen GULP1 (CED6, GULP) gerichtet ist, für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Speziell für Studien zur Phagozytose, Apoptose und zum Lipidtransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GULP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CED6; GULP; CED-6; GULP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51454
GenID	51454
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-130 von menschlichem GULP1 (NP_057399.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBP9
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel